

CONTENEDORES ISOTERMICOS HUARPE

TEST DE PERDIDA DE TEMPERATURA

MODELO: A145

Tiempo (hr)	Temperatura (°C)
0	-2,0
1	-1,9
2	-1,8
3	-1,7
6	-1,6
8	-1,5
12	-1,4
16	-1,3
18	-1,2
20	-1,1
24	-1,0
28	-0,9
34	-0,8
42	-0,7
50	-0,6
60	-0,5
70	-0,5
80	-0,5
90	-0,5
100	-0,5
110	-0,5
120	-0,5

Procedimiento:

La prueba se realizo a una Temperatura Ambiente de 25°C con hielo de agua a -2°C. Se colocaron 5kg de hielo en el interior del contenedor isotérmico conjuntamente con un sensor de temperatura.

Después de 5 días (120hs.) de permanecer cerrado se dio por finalizado el test con un resultado correspondiente a una perdida de temperatura de 1,5°C.